



# Le verticalisateur *et le vertic mousse*



La coque, réalisée sur moulage, permet le maintien et la répartition des appuis. Elle est montée sur un support fixe ou roulant à verticalisation progressive. L'intérieur est garni d'une couche de mousses ou de matériaux assurant le confort. Les segments jambiers et pédieux sont réglables afin d'adapter progressivement l'abduction des hanches et la position des pieds. La progressivité du système est assurée par un vérin, ce qui permet une verticalisation de 0° à 90° en toute sécurité.

Le support métallique existe en deux dimensions et plusieurs teintes. L'installation est complètement personnalisable.

Plusieurs adjonctions sont possibles comme l'appui-tête, l'appui sternal, l'appui sous-claviculaire, une tablette, une mentonnière, ou des housses...

## Les objectifs



### ✓ ORTHOPÉDIQUES :

Le verticalisateur associe confort et sécurité dans le cadre d'un traitement thérapeutique et d'éveil.

Correction de la position et répartition des appuis par un guidage et un soutien du corps en station debout.

Favorise le transit intestinal, la prévention de l'ostéoporose, le recentrage des hanches, le changement de position...

N'hésitez pas à prendre contact chaque année avec votre orthoprothésiste pour le contrôle de votre appareillage



TOURS (37), NANTES (44),  
BORDEAUX (33), PÉRIGUEUX (24),  
TOULOUSE (31), AIX-EN-PROVENCE (13),  
VALENCE (26), LYON (69),  
CLERMONT FERRAND (63), DIJON (21),  
BERCK SUR MER (62)

40 route de Marseau  
47130 Port Ste Marie  
Tél. : 05 53 95 23 48  
Fax : 05 53 95 27 11  
albatros@albatros-france.fr  
[WWW.ALBATROS-FRANCE.FR](http://WWW.ALBATROS-FRANCE.FR)