




Corset Siège Mousse

Fabrication Française



Le siège moulé est réalisé après une évaluation du patient et l'élaboration du cahier des charges avec l'équipe pluridisciplinaire. Nous nous déplaçons avec nos camions ateliers. Ce qui nous permet de faire le moulage au sac à billes et/ou la prise de mesure et de faire un essayage durant le même rendez-vous afin de valider le positionnement.

Le corset siège est conçu avec plusieurs densités de mousse intégrées dans une coque en polyéthylène thermoformée.

Ce type de corset siège permet au patient d'absorber la spasticité, en effet la mousse revient toujours dans sa position initiale.

Plusieurs adjonctions sont possibles comme l'appui tête, les accoudoirs, le repose pieds, la tablette, les segments jambiers, la mentonnière, la mousse anti escarre... Sa finition est complétée par une peinture élastique permettant d'offrir un ensemble imperméable avec des housses en tissus de différents coloris.

LES OBJECTIFS

Le corset siège en mousse épaisse permet un positionnement assis orthopédiquement correct et confortable pour les personnes nécessitant un soutien et un guidage corporel.

Le siège peut être actif pour les moments d'activité ou plus passif pour favoriser la détente.